



Parkoppla hörapparater direkt till en Android-mobil

- Phonak-modellerna **Marvel, Paradise, Lumity** och modeller med **M, P** eller **L** i namnet, till exempel **Bolero M90, P90** och **L90**.

Telefonsamtal och media¹

Parkoppla **den ena** hörapparaten till mobiltelefonen (det kommer att höras i båda hörapparaterna ändå).

- Starta om hörapparaterna.
- I mobiltelefonen: Gå till [Inställningar > Bluetooth](#) (motsvarande).
- Välj [Sök](#) och sedan din hörapparat som kommer upp i listan [Tillgängliga enheter](#).
- Välj [Sammankoppla](#) och svara [Ja/Ok/Tillåt](#) på frågor om Bluetooth, sammankoppling, notiser och användarvillkor.

Nu bör **den ena** hörapparaten visas i listan [Inställningar > Bluetooth > Sammankopplade enheter](#) (motsvarande) enligt nedan.

Sammankopplade enheter (motsvarande)

[hörapparat_vä/hö]²

Ansluten för samtal och ljud



Telefonsamtal och media ska nu kunna höras i hörapparaterna!



Prova! Ring ett samtal, lyssna på musik osv!



Krångel? "Glöm" och gör om!

- Tryck på "kugghjulet" i Bluetooth-listan.
- Välj [Glöm](#) / [Avbryt sammankoppling](#).
- Radera appen från mobiltelefonen.
- Gör om hela parkopplingen.

Appen = fjärrkontroll

Med appen kan du reglera volym, välja program med mera i hörapparaterna.

- I mobiltelefonen: Hämta och installera appen [MyPhonak](#) från appbutiken [Google Play Butik](#).
- Starta om hörapparaterna.
- Öppna appen och svara [Ja/Ok/Tillåt](#) på frågor om Bluetooth och aviseringar mm.
- Välj [Parkoppla enhet](#) och klicka vidare tills appen visar [Söker...](#)
- Välj hörapparaterna i listan [Hittade enheter](#) och välj [Sammankoppla](#) (motsvarande).
- Välj [Fortsätt/OK](#) (motsvarande) ett antal gånger.

Nu bör hörapparaterna (med "LE_" i början) ha lagts till i listan [Inställningar > Bluetooth > Sammankopplade enheter](#) (motsvarande) enligt nedan.

Sammankopplade enheter (motsvarande)

[hörapparat_vä/hö]²

Ansluten för samtal och ljud



LE_[hörapparat_vä]²



LE_[hörapparat_hö]²



Appen ska nu fungera som en fjärrkontroll.

Prova! Ändra volym, byt program osv!



- Musik, talböcker och poddar med mera.
- Namn på aktuell hörapparat, till exempel "carinas_hörapparat_vänster/höger"

Patient:

Hörapparat(er):

Datum: