

oticon

ReSound GN

SIGNIA

WIDEX



Parkoppla hörapparater direkt till en Apple Iphone

- Hörapparatmodeller som har stöd för **MFI** (Made for Iphone).
- Iphone-modeller från och med **Iphone 5**.

Telefonsamtal och media¹

Parkoppla hörapparaterna med mobiltelefonen enligt nedan:

1. Starta om hörapparaterna.
2. I mobiltelefonen: gå till [Inställningar > Hjälpmedel > Hörsel > Hörapparater](#)
3. Välj dina hörapparater i listan [MFI-hörapparater](#).
4. Välj [Parkoppla](#).

Nu bör hörapparaterna visas tillsammans med [Ansluten](#) i listan [Inställningar > Hjälpmedel > Hörsel > Hörapparater > MFI-hörapparater](#) enligt nedan.

MFI-hörapparater

Hörapparatnamn

Hörapparatfabrikat och modell

[Ansluten >](#)

Telefonsamtal och media ska nu kunna höras i hörapparaterna.



Prova! Ring ett samtal, lyssna på musik osv!



Krångel? "Glöm" och gör om!

1. Välj hörapparaterna i listan enligt ovan.
2. Välj [Glöm den här enheten + Glöm](#).
3. Radera appen från mobiltelefonen.
4. Gör om hela parkopplingen.

Appen = fjärrkontroll

Med appen kan du reglera volym, välja program med mera i hörapparaterna.

1. I mobiltelefonen: Hämta och installera [aktuell app](#)² från appbutiken [App Store](#).
2. Öppna appen och svara [Ja/Ok/Tillåt](#) (motsvarande) på eventuella frågor om Bluetooth, notiser, aviseringar och användarvillkor.
3. Välj [Parkoppla enhet](#) (motsvarande).
4. Starta om hörapparaterna.
5. Välj [Fortsätt/OK](#) (motsvarande) ett antal gånger.

Appen ska nu fungera som en fjärrkontroll.

Prova! Ändra volym, byt program osv!



1. Musik, talböcker och poddar med mera.
2. Apparna heter (juni 2024):
 - Oticon Companion
 - ReSound Smart 3D
 - Signia App
 - Widex Moment.

Patient:

Hörapparat(er):

Datum: